
**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS 50/2016, TRAMITE SINTEL,
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA DI STATIVI PENSILI DI
MARCHIO MAQUET INSTALLATI PRESSO I GRUPPI OPERATORI E PRESSO I REPARTI DI
TERAPIA INTENSIVA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
COMMESSA A238**

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.

1. OGGETTO DELL’AVVISO

L’Azienda Ospedaliera di Padova intende affidare, tramite Piattaforma SINTEL, il servizio di manutenzione annuale programmata di stativi pensili di marchio Maquet installati presso i Gruppi operatori e presso i reparti di Terapia Intensiva dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

Le apparecchiature oggetto della manutenzione sono indicate nella tabella sottostante:

<u>Matricola</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Reparto</u>
<u>P.O. CIVILE DI PADOVA</u>		
OP80E00000034	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 1
OP80E00000042	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 1
OP80E00000039	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 1
OP80E00000033	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 2
OP80E00000043	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 2

OP80E00000046	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 2
OP80E00000036	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 3
OP80E00000037	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 3
OP80E00000040	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 3
OP80E00000045	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 4
OP80E00000044	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 4
OP80E00000035	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 4
OP80E00000041	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 5
OP80E00000038	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 5
OP80E00000032	PENSILE BETA MOT.	POLICLINICO - S.O. 2° P. - sala 5
OP80E00000024	PENSILE DELTA	POLICLINICO - PRESALA
OP80E00000023	PENSILE DELTA	POLICLINICO - PRESALA
OP80E00000022	PENSILE DELTA	POLICLINICO - PRESALA
OP80E00000021	PENSILE DELTA	POLICLINICO - PRESALA
OP80E002000084	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 4° P. - endourologia 1/2
OP80E02000272	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 4° P. - endourologia 1/2
OP80E02000271	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 4° P. - sal A/B/C
OP80E02000267	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 4° P. - sal A/B/C
OP80E02000269	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 4° P. - sal A/B/C
OP80E02000268	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 4° P. - sal A/B/C
OP80E02000270	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 4° P. - sal A/B/C
OP80E02000266	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 4° P. - sal A/B/C
OP80E02000273*	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 4° P. - sal A/B/C
OP80E02000140	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 5° P. - sala 1/2/3/4
OP80E02000288	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 5° P. - sala 1/2/3/4
OP80E02000295	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 5° P. - sala 1/2/3/4
OP80E02000289	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 5° P. - sala 1/2/3/4

OP80EAR001064	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 5° P. - sala 1/2/3/4
OP80EAR001063	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 5° P. - sala 1/2/3/4
OP80EAR001196	PENSILE BETA	MONOBLOCCO - S.O. 5° P. - sala 1/2/3/4
OP80E99000141	PENSILE BETA MOT.	CLINICA OSTETRICA - SAL A/B/C/D
OP80E99000140	PENSILE BETA MOT.	CLINICA OSTETRICA - SAL A/B/C/D
OP80E99000139	PENSILE BETA MOT.	CLINICA OSTETRICA - SAL A/B/C/D
OP80E99000138	PENSILE BETA MOT.	CLINICA OSTETRICA - SAL A/B/C/D
OP80E99000137	PENSILE BETA MOT.	CLINICA OSTETRICA - SAL A/B/C/D
OP80E99000136	PENSILE BETA MOT.	CLINICA OSTETRICA - SAL A/B/C/D
OP80E99000135	PENSILE BETA MOT.	CLINICA OSTETRICA - SAL A/B/C/D
OP80E99000134	PENSILE BETA MOT.	CLINICA OSTETRICA - SAL A/B/C/D
OP80E99000133	PENSILE BETA MOT.	CLINICA OSTETRICA - SAL A/B/C/D
OP80E99000132	PENSILE BETA MOT.	CLINICA OSTETRICA - SAL A/B/C/D
OP80EAR001196	PENSILE BETA MOT.	NEUROCHIRURGIA - S.O. 1/2
OP80EAR001197	PENSILE BETA MOT.	NEUROCHIRURGIA - S.O. 1/2
AR002445	PENSILE BETAKING	NEUROCHIRURGIA S.OP.
AR002444	PENSILE BETAKING	NEUROCHIRURGIA S.OP.
OP80EAR001201	PENSILE BETAKING	GIUSTINIANEO - ENDOSCOPIA - S.O. 2/3/4/5
OP80EAR001200	PENSILE BETAKING	GIUSTINIANEO - ENDOSCOPIA - S.O. 2/3/4/5
OP80EAR001199	PENSILE BETAKING	GIUSTINIANEO - ENDOSCOPIA - S.O. 2/3/4/5
OP80EAR001198	PENSILE BETAKING	GIUSTINIANEO - ENDOSCOPIA - S.O. 2/3/4/5
OP80EAR001029	PENSILE BETA MOT.	GIUSTINIANEO - ENDOSCOPIA - S.O. 2/3/4/5
OP80EAR001028	PENSILE BETA MOT.	GIUSTINIANEO - ENDOSCOPIA - S.O. 2/3/4/5
OP80EAR001027	PENSILE BETA MOT.	GIUSTINIANEO - ENDOSCOPIA - S.O. 2/3/4/5
OP80EAR001026	PENSILE BETA MOT.	GIUSTINIANEO - ENDOSCOPIA - S.O. 2/3/4/5
OP80EAR001380*	PENSILE BETA MOT.	GIUSTINIANEO - AMB.CHIRURGIA - 1°P.

OP80EAR001381*	PENSILE BETA MOT.	GIUSTINIANEO - AMB.CHIRURGIA - 1°P.
OP80E01000176	PENSILE BETA MOT.	ORTOPEDIA - S.O. A/B/C/D
OP80E01000175	PENSILE BETA MOT.	ORTOPEDIA - S.O. A/B/C/D
OP80E01000174	PENSILE BETA MOT.	ORTOPEDIA - S.O. A/B/C/D
OP80E01000172	PENSILE BETA MOT.	ORTOPEDIA - S.O. A/B/C/D
OP80E01000171	PENSILE BETA MOT.	ORTOPEDIA - S.O. A/B/C/D
OP80E01000170	PENSILE BETA MOT.	ORTOPEDIA - S.O. A/B/C/D
OP80E01000169	PENSILE BETA MOT.	ORTOPEDIA - S.O. A/B/C/D
OP80E01000168	PENSILE BETA MOT.	ORTOPEDIA - S.O. A/B/C/D
OP80E01000167	PENSILE BETA MOT.	ORTOPEDIA - S.O. A/B/C/D
OP80E01000166	PENSILE BETA MOT.	ORTOPEDIA - S.O. A/B/C/D
OP80E01000165	PENSILE BETA MOT.	ORTOPEDIA - S.O. A/B/C/D
OP80E01000186	PENSILE BETAKING	ORTOPEDIA - RISVEGLIO
OP80E01000173	PENSILE BETA	ORTOPEDIA - SALA3
OP80EAR001740	PENSILE BETA MOT.	CARDIOCHIRURGIA - S.OP.
OP80EAR001741	PENSILE BETA MOT.	CARDIOCHIRURGIA - S.OP.
OP80EAR001742	PENSILE BETA MOT.	CARDIOCHIRURGIA - S.OP.
OP80EAR001743	PENSILE BETA MOT.	CARDIOCHIRURGIA - S.OP.
OP-SUQ801203	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801185	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801207	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801188	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801197	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801183	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801200	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801189	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE

OP-SUQ801206	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801180	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801210	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801190	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801198	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801181	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801202	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801193	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801199	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801179	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801196	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801184	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801204	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801194	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801205	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801191	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801214	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801182	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801212	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801195	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801201	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801192	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801209	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801187	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801213	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801178	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801211	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801177	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
OP-SUQ801208	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE

OP-SUQ801186	PENSILE MODUTEC BM9-6	RIANIMAZIONE CENTRALE
AR001369	PENSILE BETA MOT.	NEFROLOGIA PEDIATRICA
AR001370	PENSILE BETA MOT.	NEFROLOGIA PEDIATRICA
AR001371	PENSILE BETA MOT.	NEFROLOGIA PEDIATRICA
AR001372	PENSILE BETA MOT.	NEFROLOGIA PEDIATRICA
AR001379	PENSILE BETA MOT.	MONOBLOCCO - AMBULATORI
AR001378	PENSILE BETA MOT.	MONOBLOCCO - AMBULATORI
AR001806	ALPHA KING	MONOBLOCCO - AMBULATORI
AR001805	ALPHA KING	MONOBLOCCO - AMBULATORI
OP80E02000309	PENSILE BETA	POLICLINICO 6° Piano - Robotica
OP80E02000287	PENSILE BETA	POLICLINICO 6° Piano - Robotica
OP80E02000298	PENSILE BETA	POLICLINICO 6° Piano - Robotica
OP80E02000283	PENSILE BETA	POLICLINICO 6° Piano - Robotica
OP80E02000291	PENSILE BETA	POLICLINICO 6° Piano - Robotica
OP80E02000284	PENSILE BETA	POLICLINICO 6° Piano - Robotica
SUQ827984	MCarrier 6-9 Beam Plus	POLICLINICO 1° Piano
SUQ827985	MCarrier 6-9 Beam Plus	POLICLINICO 1° Piano
SUQ827986	MCarrier 6-9 Beam Plus	POLICLINICO 1° Piano
SUQ827987	MCarrier 6-9 Beam Plus	POLICLINICO 1° Piano
SUQ827994	MODUTEC LL 9-6 Beam Plus	POLICLINICO 1° Piano
SUQ827995	MODUTEC LL 9-6 Beam Plus	POLICLINICO 1° Piano
SUQ827996	MODUTEC LL 9-6 Beam Plus	POLICLINICO 1° Piano
SUQ827997	MODUTEC LL 9-6 Beam Plus	POLICLINICO 1° Piano
SUQ827989	MODUTEC PLG-II	POLICLINICO 1° Piano
SUQ827990	MODUTEC PLG-II	POLICLINICO 1° Piano

SUQ827991	MODUTEC PLG-II	POLICLINICO 1° Piano
SUQ827992	MODUTEC PLG-II	POLICLINICO 1° Piano
AR056137	Braccio porta monitor	POLICLINICO 1° Piano
AR056138	Braccio porta monitor	POLICLINICO 1° Piano
AR056139	Braccio porta monitor	POLICLINICO 1° Piano
AR056169	Braccio porta monitor	POLICLINICO 1° Piano
1	MCarrier 6-9 Beam Plus	POLICLINICO 4° Piano
2	MCarrier 6-9 Beam Plus	POLICLINICO 4° Piano
3	MCarrier 6-9 Beam Plus	POLICLINICO 4° Piano
4	MCarrier 6-9 Beam Plus	POLICLINICO 4° Piano
1	MODUTEC LL 9-6 Beam Plus	POLICLINICO 4° Piano
2	MODUTEC LL 9-6 Beam Plus	POLICLINICO 4° Piano
3	MODUTEC LL 9-6 Beam Plus	POLICLINICO 4° Piano
4	MODUTEC LL 9-6 Beam Plus	POLICLINICO 4° Piano
SUQ819361	MODUTEC PLG-II	POLICLINICO 4° Piano
SUQ819362	MODUTEC PLG-II	POLICLINICO 4° Piano
SUQ819363	MODUTEC PLG-II	POLICLINICO 4° Piano
SUQ819364	MODUTEC PLG-II	POLICLINICO 4° Piano
AR056448	Braccio porta monitor	POLICLINICO 4° Piano
AR056449	Braccio porta monitor	POLICLINICO 4° Piano
AR056450	Braccio porta monitor	POLICLINICO 4° Piano
AR056451	Braccio porta monitor	POLICLINICO 4° Piano

Lo scopo del servizio di manutenzione richiesto è il mantenimento delle apparecchiature sopra indicate nel migliore stato di efficienza generale, la rapida riparazione dei guasti, il ricondizionamento o sostituzione dei componenti o parti di componenti usurate od obsolete, al fine di garantire in piena sicurezza la massima disponibilità degli impianti.

In particolare, l'appalto comprenderà:

- N. 1 visita annuale programmata di manutenzione preventiva;
- Interventi di manutenzione correttiva su chiamata illimitati;

- Tempi d'intervento entro le 4 ore lavorative per le urgenze dalla chiamata.
- Tempi d'intervento entro le 24 ore dalla chiamata per interventi di manutenzione correttiva straordinaria.

Elenco delle principali attività previste:

- Verifica e serraggio di tutte le viti, dadi, dei fine corsa per rotazione dei bracci consolle, barre laterali di supporto dei ripiani e delle cover a soffitto.
- Taratura e lubrificazione degli snodi meccanici e di tutte le articolazioni.
- Verifica integrità di tutte le parti verniciate.
- Verifica meccanica, elettrica, degli attuatori movimentazione up/down e dei relativi sistemi di controllo di sicurezza e fine corsa.
- Verifica integrità dei tubi gas e di tutte le prese gas medicinali.
- Verifica collegamenti dei cavi elettrici e funzionamento prese 220 VAC e relativi circuiti di protezione.
- Verifica collegamenti e cavi elettrici e funzionamento prese bassa tensione se fornite dal contraente.
- Prove e pulizia generale.
- Compilazione check-list manutenzione.
- Le verifiche di sicurezza, effettuate secondo le specifiche di Casa Madre e le normative vigenti (CEI 62353), al fine di garantire la sicurezza d'esercizio meccanica ed elettrica.

Attività che devono prevedere le verifiche di sicurezza:

- Ispezione visiva.
- Effettuazione dei protocolli di test richiesti.
- Il supporto telefonico per eventuali informazioni di carattere tecnico, logistico e applicativo.
- Tutte le attività di manodopera necessarie alla manutenzione correttiva, incluse la diagnosi del guasto in loco e la riparazione, in numero illimitato di chiamate.
- Pre-chiarificazione telefonica del problema.
- Tarature e verifiche funzionali del sistema dopo la riparazione.
- Fornitura documentazione e rapporto dettagliato delle attività di manutenzione correttiva effettuate.
- I materiali di ricambio saranno contabilizzati a parte secondo il listino prezzi come indicato in gara decurtati dello sconto offerto.
- Garanzia di Tempo d'intervento per la priorità negli interventi per manutenzioni in base alle richieste del cliente, assicurando e ottimizzando l'affidabilità dell'apparecchiatura e comprende:
- Trattamento privilegiato per gli interventi correttivi.
- Immediata risposta telefonica.
- Rapida risposta on-site definita entro limiti concordabili

L'importo complessivo stimato del servizio, **per la durata di anni 1**, è pari a **€ 170.000,00** Iva esclusa, (comprensivo di oneri per la sicurezza), di cui euro 40.000,00 per le parti di ricambio necessarie durante la manutenzione degli stativi pensili e per eventuali danneggiamenti da usi impropri.

2. REQUISITI

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

I soggetti interessati a partecipare:

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
- devono essere qualificati all'interno della Piattaforma SINTEL per l'Azienda Ospedaliera di Padova. Ulteriori approfondimenti sono disponibili nel portale Arca sotto la sezione: <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> --> **Operatore economico --> Sintel --> Guide per l'utilizzo.**

Si evidenzia che non è sufficiente la semplice registrazione all'interno della piattaforma SINTEL, ma **è necessario essere qualificati per l'Azienda Ospedaliera di Padova**, quindi si prega di verificare il possesso di tale requisito;

- devono essere iscritti all'Albo Fornitori aziendale accedendo al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aopadova;
- devono utilizzare solo ed esclusivamente componenti e consumabili originali e nuovi del produttore per interventi di manutenzione programmata e correttiva;
- devono impiegare solo ed esclusivamente manodopera tecnica specializzata dotata di apposita formazione certificata dal produttore.

3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presente indagine di mercato viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Si invitano pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse facendo pervenire unicamente la propria richiesta di partecipazione, **tramite l'utilizzo di un modello offerta a valore simbolico "1"**, indirizzata all'Azienda Ospedaliera di Padova UOC - Gestione Gare e Contratti di Area Tecnica, tramite la piattaforma SINTEL, rispondendo alla specifica procedura **entro il giorno 31/01/2019 ore 15.00.**

L'Azienda Ospedaliera di Padova utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato "Sintel" al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato 2 "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

L'operatore economico registrato a Sintel potrà accedere all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", una volta ritrovata la stessa all'interno del motore di ricerca disponibile nella voce "Amministrazione" del menù dell'applicativo SINTEL.

Si precisa che la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta"

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la propria manifestazione di interesse, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B.: come precisato nel documento Allegato 2 "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (a cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", ciascuno di questi debitamente firmato digitalmente, dovrà essere incluso in un'unica cartella compressa in formato.zip (o equivalente – non firmata digitalmente).

Step 1 - Documentazione richiesta

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", **l'operatore economico deve inserire la domanda di partecipazione (allegato 1)**. L'operatore economico, trasmette la propria manifestazione d'interesse utilizzando il requisito vincolato di SINTEL e successivamente deve cliccare su "Avanti".

Step 2 - Offerta tecnica

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" **l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica**. L'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.

Step 3 - Offerta economica

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire il valore 1,00 all'interno del campo Offerta Economica poiché il modello generato dal sistema funge da manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura.

ATTENZIONE

PRECISAZIONE IMPORTANTE DELLA PROCEDURA TELEMATICA

*Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo obbligatorio "offerta economica" (STEP 3). Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che **l'operatore economico non dovrà indicare alcuna offerta**, ma dovrà inserire esclusivamente il valore **1 (uno)** in tale campo esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo.*

Step 4 - Riepilogo dell'offerta

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti (qualora richiesti). L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente.

Il documento generato equivale a manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (Allegato 2).

Step 5 - Invio offerta

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente.

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:

- siano pervenute oltre il termine come sopra previsto;
- l'operatore non sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2

4. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL

La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, l'esame delle manifestazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente.

5. ALTRE INDICAZIONI

La presente procedura costituisce esclusivamente una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l'affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

Il presente avviso e la successiva ricezione delle dichiarazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione che, sulla base delle istanze pervenute, avvierà una procedura negoziata tramite piattaforma SINTEL tra concorrenti idonei.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico indette dall'Azienda Ospedaliera di Padova.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della presente procedura negoziata, quand'anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno l'interesse dell'amministrazione.

6. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Giovanni Spina.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno contattare:
UOC Gestione Gare e Contratti di Area Tecnica
Tel. 049821.3945 – 8441 - 3840
mail: sr.tecnico@aopd.veneto.it

Padova, 15/01/2019

Il Direttore ad interim
UOC Gestione Gare e Contratti di Area Tecnica
ing. Giovanni Spina